



Seal-R-Film es una película que ofrece sellado total sobre el objeto que sea colocada, por lo que se utiliza como barrera contra la humedad de los instrumentos y equipos para el cuidado de la salud. Es un producto ideal para trabajar con medios de cultivo.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Es un material semitransparente, flexible, impermeable y auto adherente
- Presentación de 2 pulgadas de ancho x 250 pies de largo, y de 4 pulgadas de ancho por 125 y/o 250 pies de largo.
- Tiene un grosor de 0,14 mm (+/- 0,02 mm).
- Se estira hasta 5X
- El alargamiento y el adelgazamiento ocurren durante el estiramiento para la envoltura y son irreversibles, lo que la mantiene bien ajustada en el objeto que envuelve

## USOS Y APLICACIONES:

- Tiene una amplia variedad de aplicaciones industriales y clínicas en laboratorios e investigación científica.
- Protege objetos con superficie irregular
- Protege envases y recipientes
- Sellado hermético de equipos de laboratorio como matraces, tubos de ensayo, cajas de Petri, etc.
- Evita evaporación y contaminación de muestras
- Seal-R-Film cumple con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FFDCA), según enmendada y promulgada por la FDA en el título 21 del Código de Regulaciones Federales, partes 170 a 189, por lo que puede entrar en contacto con alimentos.